

# PMW CONTROL SWAB

## 1. 제조원

피엠더블유 주식회사

- 본사 : 부산광역시 해운대구 센텀중앙로48, 904호 (우동, 에이스하이테크21)

- 제조소 : 울산광역시 울주군 청량읍 처용산업 3길 135, 경공업 1동 2층 A호

2. 신고번호 : 제신 21-603호

3. 제품명 : PMW-SWAB

4. 모델명 : PMW CONTROL SWAB | PMW CONTROL SWAB L15 | PMW CONTROL SWAB-B

## 5. 제품구성

모델명	구성
PMW CONTROL SWAB	1 EA
PMW CONTROL SWAB-B	1 EA
PMW CONTROL SWAB L15	1 EA

## 6. 사용 목적

질병 검사 등을 위하여 짧은 시간 안에 구강, 비강, 이강 또는 항문에서 체액, 분비물 등을 채취하는 도구.

## 7. 사용방법

### ① 사용 전 준비사항

- 사용 전 제품 포장의 이상 여부와 제품의 손상, 파손을 확인한다.

### ② 사용방법

1) 제품을 개봉한다.

2) 제품을 포장지로부터 조심스럽게 꺼낸다.

3) 환자로부터 검체를 채취한다.

4) 별도의 보관 또는 운반 용기에 제품의 헤드부를 넣고, Break Point 부분에 힘을 가한다.

(보관 또는 운반 용기가 클 경우 제품의 전체를 넣는다.)

### ③ 사용 후 보관 및 관리방법

1) 본 제품은 일회용이므로 사용 후 반드시 폐기한다.

2) 재사용 금지

## 8. 사용 시 주의사항

### ① 경고

1) 본 제품은 일회용 제품으로 재사용을 금지한다.

2) 본 제품은 포장이 파손되었을 경우 사용하지 않는다.

### ② 사용 시 주의사항

1) 사용하기 전에 제품의 손상이 없는지 확인한다.

2) 검체 채취 시 많은 힘을 가하거나 강하게 누르는 등의 과도한 힘이 가해지지 않도록 주의하여 사용한다.

3) 직사광선을 피하고 실온 보관한다.

# PMW CONTROL SWAB

---

## 1. Manufacture

PMW Corp.

- Headquarters : Room 904, 48, Centum jungang-ro, Busan, Republic of Korea
- Side Address : Room A, 2F, 135, Cheoyongsaneop 3-gil, Cheongnyang-eup, Ulju-gun, Ulsan, Republic of Korea

2. Registration No. : No. 21-603

3. Product Name : PMW-SWAB

4. Model Name : PMW CONTROL SWAB | PMW CONTROL SWAB L15 | PMW CONTROL SWAB-B

## 5. Product Composition

Model Name	Components
PMW CONTROL SWAB	1 EA
PMW CONTROL SWAB-B	1 EA
PMW CONTROL SWAB L15	1 EA

## 6. Purpose of usage

PMW CONTROL SWAB and PMW CONTROL SWAB L15 are a method for collecting a clinical test sample from nasal or oral cavity. The sample is then analyzed for the presence of organisms or other clinical markers for disease.

## 7. How to Use

- ① Preparation before usage
  - Check for any damages on the package and product before usage.
- ② How to use
  - 1) Open the product
  - 2) Carefully take the product out of the package.
  - 3) Take specimen from the patient.
  - 4) Insert the head section of the product in a separate preservation container or transportation container and exert force at the break point.
- ③ How to store and maintain the product after usage
  - 1) It is disposable product. Discard after usage.
  - 2) Do not reuse.

## 8. Precautions for use

- ① Warning
  - 1) The product must be used by medical professionals
  - 2) It is a disposable product. Do not reuse the product
  - 3) Do not use the damaged product
- ② Precautions for use
  - 1) Check for any damages to the product before usage.
  - 2) Be careful not to exert excessive force when collecting specimens, such as putting forced pressure.
  - 3) Avoid direct sunlight. Store at room temperature.